



Katalogový list

Madla rovná, krátká, 300 – 800 mm

Popis

Nejpoužívanějším druhem invalidních madel (invalidních držadel), jsou krátká, rovná, madla pro využití v koupelnách, toaletách nebo na krátkých schodech. Délku madel lze zvolit od 300 mm do 800 mm po 100 mm krocích.

Madlo, (držadlo) se vyrábí v povrchových úpravách

- Bílá, komaxitovaná
- Lesklá
- Kartáčovaná (matná)

S krytkami kotvicích šroubů nebo bez krytek.



Kompletní dodávka

- Madlo (držadlo)
- Upevňovací materiál

Typová provedení


- R1000101 Držadlo 300 mm hladké
- R1000103 Držadlo 300 mm brus
- R1000104 Držadlo 300 mm bílé
- R1000105 Držadlo 300 mm hladké + krytky
- R1000107 Držadlo 300 mm brus + krytky
- R1000108 Držadlo 300 mm bílé + krytky
- R1000201 Držadlo 400 mm hladké
- R1000203 Držadlo 400 mm brus
- R1000204 Držadlo 400 mm bílé
- R1000205 Držadlo 400 mm hladké + krytky
- R1000207 Držadlo 400 mm brus + krytky
- R1000208 Držadlo 400 mm bílé + krytky
- R1000401 Držadlo 500 mm hladké
- R1000403 Držadlo 500 mm brus
- R1000404 Držadlo 500 mm bílé
- R1000405 Držadlo 500 mm hladké + krytky

- R1000407 Držadlo 500 mm brus + krytky
- R1000408 Držadlo 500 mm bílé + krytky
- R1000601 Držadlo 600 mm hladké
- R1000603 Držadlo 600 mm brus
- R1000604 Držadlo 600 mm bílé
- R1000605 Držadlo 600 mm hladké + krytky
- R1000607 Držadlo 600 mm brus + krytky
- R1000608 Držadlo 600 mm bílé + krytky
- R1000801 Držadlo 700 mm hladké
- R1000803 Držadlo 700 mm brus
- R1000804 Držadlo 700 mm bílé
- R1000805 Držadlo 700 mm hladké + krytky
- R1000807 Držadlo 700 mm brus + krytky
- R1000808 Držadlo 700 mm bílé + krytky
- R1001001 Držadlo 800 mm hladké
- R1001003 Držadlo 800 mm brus
- R1001004 Držadlo 800 mm bílé
- R1001005 Držadlo 800 mm hladké + krytky
- R1001007 Držadlo 800 mm brus + krytky
- R1001008 Držadlo 800 mm bílé + krytky

Technické detaily

- Délka madla: 300 mm; 400 mm; 500 mm 600 mm; 700 mm; 800mm;
- Nerez trubka: d=32 mm;


Požadavky na stavební připravenost



K montáži použijte vrták odpovídajícího průměru, dle přiložených hmoždinek. Pro připevnění na stěnu, pomocí přiložených vrtů a hmoždinek, je nutno využít všechny kotevní otvory.

Přiložený kotevní materiál je určen pro dostatečně únosné stěny (plná cihla, beton). Pro stěny z jiných materiálů je nutno zvolit odpovídající kotevní materiál.

Schéma



Údržba

Nepoužívat mechanické čištění. Nečistit agresivními prostředky, tekutým pískem nebo ředidlem.