



Návod k montáži a používání

BSNZ 02 INV - Bezpečnostní nerezový klozet pro tělesně hendikepované, na postavení

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE


Rozměry:	710 x 358 x 480
Hmotnost:	27 kg
Nosnost:	200 kg
Minimální průtok vody:	70 l/min
Průměr odpadu:	89 mm
Průměr přírodní splachovací trubky:	34 mm – pro dodanou těsnicí manžetu – při použití jiné těsnicí manžety až 50 mm (světlost vstupního otvoru je 56 mm)

Webová stránka produktu:

[BSNZ 02 INV](#)

Popis

- BSNZ 01 je celonerezový záchod v závěsném provedení. Připojovací rozměry jsou stejné jako u keramických záchodů, lze tedy nerezový záchod BSNZ 01 zavěsit na veškeré nosné záchodové systémy s roztečí nosných svorníků 180 mm (závit M12) a roztečí mezi vstupem a výstupem 135 mm a mezi vstupem a svorníky 35 mm.
- Rozměry uvedené na obrázku **platí pro výšku horní hrany 480 mm** od podlahy. Při zachování jejich vzájemné rozteče je možné výšku horní hrany upravit dle potřeby – např. pro osoby se sníženou pohyblivostí.



Instalace

Stavební připravenost pro montáž

- Zazděná nosná konstrukce KZ 1 nebo jiná vhodná nosná konstrukce, například se zabudovanou nádrží. Připojovací rozměry musí být dle obrázku.
- Dokončeny obklady

Montáž

- Zkontrolovat délku všech připojovacích prvků – jejich délka musí být dle obrázku.
- Na splachovací trubku d 34 mm nasadit těsnicí manžetu. Při použití jiné trubky je nutné použít odpovídající manžetu.
- Vstupní i výstupní manžety namazat vhodným lubrikantem.
- Z boků záchodu demontovat krytky kotevních šroubů
- Nasadit nerezový záchod, přitlačit ho ke stěně a dotáhnout matice M 12.
- Vyzkoušet těsnost všech spojů.
- Přišroubovat krytky kotevních šroubů.

Dodané díly

nerezový záchod se sedátkem	1 ks
vstupní manžeta – vlnovec	1 ks
hmoždinka d 12, vrut 8 x 90, podložka	2 ks

Čištění a údržba

- Zařízení je vyrobeno z nerez jakosti dle ČSN 17 240 (AISI 304), proto nesmí být provozováno v chemicky agresivním prostředí.
- !! Pro jeho čištění nesmí být použity přípravky obsahující chlór !!**



- Doporučené přípravky firmy WÜRTH: prostředek pro obnovu kovů - obj.č.#893 121 1 nebo ošetřující sprej pro ušlechtilou ocel - obj.č.#0893 121 K.